

iFlo IPC M15

アイフロー IPC M15

周術期の深部静脈血栓の予防に



◆ 軽量コンパクトな本体

- ・ベッドサイドに設置できるフック付き
- ・バッテリー駆動モデルで搬送時にも使用可能（最長 6 時間）

◆ 使いやすさと安全性

- ・シンプルで設定が簡単な操作パネル
- ・4 種類のアラームで本体・ガーメントの異常をお知らせ

◆ 3 種類 7 サイズのガーメント

- ・「下腿用」、「大腿・下腿用」、「足底用」の 3 種類のガーメントであらゆる患者に対応
- ・1 枚のみでの使用が可能（シングルガーメント）

◆ 患者に快適なガーメント

- ・柔らかくて通気性が良いガーメント
- ・衛生的に使用できるディスポーザブル仕様
- ・ラテックスフリー



1 台で足底、下腿、大腿、
どの部位にも対応できます



Star Product

DVT 予防システム *iFlo* IPC M15

ガーマント各種

- ・単回使用
- ・柔らかく通気性の良いポリウレタン素材



アイフロー IPC ガーマント
脚用（下腿）



アイフロー IPC ガーマント
脚用（大腿・下腿）



アイフロー IPC ガーマント
足底用



接続チューブ 2本

本体付属品



診療報酬：B 001-6 肺血栓塞栓症予防管理料 305点（入院1回に限り）

基本仕様

寸法	H15.5×W24×D11.5cm
重量	M15B：（バッテリー装填時、ACコードを除く）：2.2kg
圧力設定	脚部：5.33kPa（40mmHg） 足底部：10.66kPa（80mmHg） 〔誤差±10%〕
電源	AC100～240V、50/60Hz、0.4A～0.2A リチウムイオンバッテリー 定格14.4V 2200mAh 最大充電時間：16時間 バッテリーでの最大駆動時間：6時間 満充電での保管時間：約840時間
ヒューズ	1AまたはT1AH250V
機器の分類	電撃に対する保護の形式：クラスⅠ/内部電源機器 電撃に対する保護の程度：BF形装着部
クラス分類	クラスⅡ
操作環境 （温度、湿度、気圧）	15～35℃、30～75%RH（ただし結露のないこと） 75～106kPa
保管・運搬環境 （温度、湿度）	5～60℃、30～75%RH（ただし結露のないこと）
加圧・減圧サイクル	加圧：12秒±10%、減圧48秒±10%
表示ランプ	〔電源ランプ〕 AC電源使用時：緑色、バッテリー使用時：黄色 〔CP/OPアラームランプ〕 圧持続時：黄色点滅、圧超過時：黄色点灯 〔LP/HPアラームランプ〕 低圧時：黄色点滅、高圧時：黄色点灯 〔バッテリー残量表示〕 LEDバーによるレベル表示
アラーム音	圧持続、圧超過、低圧、高圧、 バッテリー残量低下時に作動
保証期間	1年（本体のみ、バッテリー及び付属品を除く）

一般販売名称：間欠型空気圧式マッサージ器
医療機器認証番号：225AIBZX00049000
管理医療機器 特定保守管理医療機器
外国製造業者：Caremed Supply Inc.（台湾）

iFlo IPCの製品一覧

製品番号	製品名	包装
●本体		
iFlo IPC M15B	アイフロー IPC M15 本体（バッテリー装備）	1式
●補充品		
iFlo IPC CT	アイフロー IPC M15用 接続チューブ（1.6m）	2本/袋
iFlo IPC 3CT	アイフロー IPC M15用 接続チューブ（3m）	2本/袋
iFlo IPC BP	アイフロー IPC M15用バッテリーパック	1個
●ガーマント		
iFlo IPC DC-SS/S	アイフロー IPC ガーマント 脚用（下腿）SS/S	下腿周径～約30cmまで 5ヘア/箱
iFlo IPC DC-M	アイフロー IPC ガーマント 脚用（下腿）M	下腿周径約30cm～約45cmまで 5ヘア/箱
iFlo IPC DC-L	アイフロー IPC ガーマント 脚用（下腿）L	下腿周径約45cm～約55cmまで 5ヘア/箱
iFlo IPC DT-M	アイフロー IPC ガーマント 脚用（大腿・下腿）M	太腿周径約55cm～約73cmまで 5ヘア/箱
iFlo IPC DT-L	アイフロー IPC ガーマント 脚用（大腿・下腿）L	太腿周径約50cm～約91cmまで 5ヘア/箱
iFlo IPC DF-M	アイフロー IPC ガーマント 足底用M	足長～約33cmまで 5ヘア/箱
iFlo IPC DF-L	アイフロー IPC ガーマント 足底用L	足長約33cm～約40cmまで 5ヘア/箱

※仕様は予告なしに変更することがあります。

● 製造販売業者

Star Product

スター・プロダクト株式会社

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24

TEL:03-3812-6005（代表） FAX:03-3812-6006