

# iFlo 2

アイフロー 2 M13

## 周術期の深部静脈血栓の予防に



### ◆ 軽量コンパクトな本体

- ベッドサイドに設置できるフック付き
- バッテリー駆動モデルで搬送時にも使用可能（最長 5 時間）

### ◆ 使いやすさと安全性

- シンプルで設定が簡単な操作パネル
- 4 種類のアラームで本体・ガーメントの異常をお知らせ
- 使用時間表示機能
- 足底圧は 130 mmHg の設定

### ◆ 3 種類 7 サイズのガーメント

- 「下腿用」、「大腿・下腿用」、「足底用」の 3 種類のガーメントであらゆる患者に対応
- 1 枚のみでの使用が可能（シングルガーメント）

### ◆ 患者に快適なガーメント

- 柔らかくて通気性が良いガーメント
- 衛生的に使用できるディスポーザブル仕様
- ラテックスフリー



1 台で足底、下腿、大腿、どの部位にも対応できます

# DVT 予防システム *iFlo* 2 IPCM13

## ガーメント各種

- ・単回使用
- ・柔らかく通気性の良いポリウレタン素材



アイフロー IPC ガーメント  
脚用（下腿）



アイフロー IPC ガーメント  
脚用（大腿・下腿）



アイフロー IPC ガーメント  
足底用



接続チューブ 2本



診療報酬：B 001-6 肺血栓栓塞症予防管理料 305点（入院1回に限り）

※仕様は予告なしに変更することがあります。

● 製造販売業者

**Star Product**

スター・プロダクト株式会社

〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24

TEL:03-3812-6005（代表） FAX:03-3812-6006

## 基本仕様

寸法	H22.5×W25×D20.5cm
重量	2.5kg（バッテリー充填時、AC電源コード含む）
圧力設定	脚部（下腿/大腿部）：5.3±0.7kPa（40±5mmHg） 足底部：17.3±0.7kPa（130±5mmHg）
電源	AC100～240V、50/60Hz、0.4A～0.2A リチウムイオンバッテリー 定格14.4V 2200mAh 最大充電時間：18時間 バッテリーでの最大駆動時間：5時間 満充電での保管時間：約1ヶ月
ヒューズ	1A 250V
機器の分類	電撃に対する保護の形式：クラスⅠ/内部電源機器 電撃に対する保護の程度：BF形装着部
クラス分類	クラスⅡ
操作環境 （温度、湿度、気圧）	15～35℃、30～75%RH（ただし結露のないこと） 75～106kPa
保管・運搬環境 （温度、湿度）	5～60℃、30～75%RH（ただし結露のないこと）
加圧・減圧サイクル	加圧：12秒±10%、減圧48秒±10%
表示ランプ	〔電源ランプ〕 AC電源使用時：緑色 〔アラームランプ〕 障害時：黄色点灯 低圧時、高圧時：青色点灯 〔バッテリー残量表示〕 LEDバーによるレベル表示（緑色点灯） 5%以下になると赤色点滅
アラーム音	圧持続、圧超過、低圧、高圧、 バッテリー残量低下時に作動
保証期間	1年（本体のみ、バッテリー及び付属品を除く）

一般販売名称：間欠型空気圧式マッサージ器  
医療機器認証番号：304AIBZX00008000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器  
外国製造業者：Caremed Supply Inc.（台湾）

## iFlo IPCの製品一覧

製品番号	製品名	包装
● 本体		
<b>iFlo IPC M13</b>	アイフロー2 本体（バッテリー装備）	1式
● 補充品		
<b>iFlo IPC CT</b>	アイフローIPC用 接続チューブ（1.5m）	2本/袋
<b>iFlo IPC CT3</b>	アイフローIPC用 接続チューブ（3m）	2本/袋
<b>iFlo IPC BP</b>	アイフローIPC用 バッテリーパック	1個
● ガーメント		
<b>iFlo IPC DC-SS/S</b>	アイフローIPC ガーメント 脚用（下腿）SS/S	下腿周径～約30cmまで 5ペア/箱
<b>iFlo IPC DC-M</b>	アイフローIPC ガーメント 脚用（下腿）M	下腿周径約30cm～約45cmまで 5ペア/箱
<b>iFlo IPC DC-L</b>	アイフローIPC ガーメント 脚用（下腿）L	下腿周径約45cm～約55cmまで 5ペア/箱
<b>iFlo IPC DT-M</b>	アイフローIPC ガーメント 脚用（大腿・下腿）M	大腿周径約55cm～約73cmまで 5ペア/箱
<b>iFlo IPC DT-L</b>	アイフローIPC ガーメント 脚用（大腿・下腿）L	大腿周径約50cm～約91cmまで 5ペア/箱
<b>iFlo IPC DF-M</b>	アイフローIPC ガーメント 足底用M	足長～約33cmまで 5ペア/箱
<b>iFlo IPC DF-L</b>	アイフローIPC ガーメント 足底用L	足長約33cm～約40cmまで 5ペア/箱